

POT AVEC CANULE DE TRANSFERT INTÉGRÉE 60ML



- / Référence Greiner Bio-One : 25026
- / Désignation produit : Pot pour ECBU avec canule de transfert intégrée, 60ml, PP, bouchon jaune vissant, plage d'écriture, stérile

Application	Flacon pour ECBU avec canule intégrée pour prise sous-vide
Capacité	60ml
Matériaux	Contenant : Polypropylène Bouchon : Polyéthylène
Apparence	Cylindrique
Dimensions ext.	ø inférieur : 37,3 mm ø supérieur : 38,2 mm
Couleur	Pot : naturel, transparent Bouchon : jaune
Graduation	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ml
Étiquette	Indication volumes minimum et maximum Plage d'écriture : Nom, Prénom, Date de naissance, Date et heure Numéro de lot Stérilité
Stérilité	Rayons Beta
Conformité	CE / IVD
Conditionnement	600pcs par carton Taille du carton : 39 x 59 x 39 cm
Stockage	Ne pas exposer ou laisser près de flammes nues. Dispositif non biodégradable, à éliminer de manière conforme.