

## GARROT SANS LATEX

Référence Greiner Bio-One : 4290147

Référence fournisseur : 4290147

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Désignation</b>     | Garrot sans latex, vert, 75cm, non stérile  |
| <b>Dimensions</b>      | 75 cm x 1,8 cm x 1 mm   |
| <b>Composition</b>     | Caoutchouc synthétique Isoprène, sulfure, accélérateur M, agent renforçant, antioxydant Sp-c, adoucissant, cire, plastifiant, oxyde de zinc. Ce dispositif ne contient pas de PVC, DEHP, DBP, BBP, DPP, Colophane, Bisphenol A, ni de matières d'origine humaine ou animale. UNII = OA62964 IBU |
| <b>Conformité</b>      | 93/42/CE - Classe I   |
| <b>Fabricant</b>       | Jiangsu High Hope International Group sunshine I/E Corp - No 50 Zhonghua Road Nanjing- China  |
| <b>Conditionnement</b> | Boite de 25 pièces - carton de 20 boites  |
| <b>Durée de vie</b>    | 5 ans dans des conditions normales de stockage  |
| <b>Stérilisation</b>   | À l'autoclave -121°C pendant 15 minutes. Stérilisable 4 fois  |
| <b>Nettoyage</b>       | Avec un chiffon imbibé d'alcool ou à l'eau savonneuse   |
| <b>Image</b>           |   |

