

POT 120ML

BOUCHON BLANC, NON STÉRILE

- / Référence GBO : 25033
- / Référence fournisseur : 25033
- / Désignation : Pot 120ml, PP, bouchon vissant blanc, non stérile, plage d'écriture, graduation

Volume	120 ml
Matériaux	Pot : polypropylène Bouchon : polyéthylène
Apparence	Cylindrique
Dimensions externes	Ø inférieur : 47,9 mm Ø supérieur : 56 mm Hauteur sans bouchon : 71,5 mm Hauteur avec bouchon : 71,8 mm
Couleur	Pot : transparent Bouchon : blanc
Graduation	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ml
Plage d'écriture	Zone dépolie pour les données du patient : NAME, N°, DATE
Stérilité	Non stérile
Conditionnement	300 pcs par carton, en vrac Poids : 4,80kg Dimensions : 39 x 59 x 39 cm
Norme	IVD, CE
Stockage	Ne pas exposer ni laisser à proximité de flammes nues, ne pas abandonner le produit car il n'est pas biodégradable.

Image

