

POT 30ML

BOUCHON BLANC, NON STÉRILE

- / Référence GBO : 25173
- / Référence fournisseur : 25173
- / Désignation : Pot 30ml, PP, bouchon vissant blanc, non stérile, fond conique avec jupe, plage d'écriture, graduation

Volume 30 ml

Matériaux Pot : polypropylène
Bouchon : polyéthylène

Apparence Cylindrique

Dimensions externes Ø inférieur : 28,2 mm
Ø supérieur : 29,1 mm
Hauteur sans bouchon : 81 mm
Hauteur avec bouchon : 82 mm

Couleur Pot : transparent
Bouchon : blanc

Graduation 5, 10, 15, 20, 25, 30 ml

Plage d'écriture Zone dépolie pour les données du patient : NAME, N°, DATE

Stérilité Non stérile

Conditionnement 700 pcs par carton, en vrac
Poids : 8,40kg
Dimensions : 41 x 32 x 60 cm

Norme IVD, CE

Stockage Ne pas exposer ni laisser à proximité de flammes nues, ne pas abandonner le produit car il n'est pas biodégradable.

Image

