

## POT 30ML

### BOUCHON ROUGE, NON STÉRILE

- / Référence GBO : 25174
- / Référence fournisseur : 25174
- / Désignation : Pot 30ml, PP, bouchon vissant rouge, fond conique, avec jupe, plage d'écriture

<b>Volume</b>	30 ml
<b>Matériaux</b>	Pot : polypropylène Bouchon : polyéthylène
<b>Apparence</b>	Cylindrique
<b>Dimensions externes</b>	Ø inférieur : 28,2 mm Ø supérieur : 29,1 mm Hauteur sans bouchon : 81 mm Hauteur avec bouchon : 82 mm

<b>Couleur</b>	Pot : transparent Bouchon : rouge
----------------	--------------------------------------

<b>Graduation</b>	5, 10, 15, 20, 25, 30 ml
-------------------	--------------------------

<b>Stérilité</b>	Non.
------------------	------

<b>Conditionnement</b>	700 pcs par carton, en vrac Poids : 8,40kg Dimensions : 41 x 32 x 60 cm
------------------------	---

<b>Norme</b>	IVD, CE
--------------	---------

<b>Stockage</b>	Ne pas exposer ni laisser à proximité de flammes nues, ne pas abandonner le produit car il n'est pas biodégradable.
-----------------	---

#### Image

