

## POT 30ML

### BOUCHON ROUGE, STÉRILE

- / Référence GBO : 25176
- / Référence fournisseur : 25176
- / Désignation : Pot 30ml, PP, bouchon vissant rouge, stérile, fond conique avec jupe, plage d'écriture, graduation

**Volume** 30 ml

**Matériaux** Pot : polypropylène  
Bouchon : polyéthylène

**Apparence** Cylindrique

**Dimensions externes** Ø inférieur : 28,2 mm  
Ø supérieur : 29,1 mm  
Hauteur sans bouchon : 81 mm  
Hauteur avec bouchon : 82 mm

**Couleur** Pot : transparent  
Bouchon : rouge

**Graduation** 5, 10, 15, 20, 25, 30 ml

**Plage d'écriture** Zone dépolie pour les données du patient : NAME, N°, DATE

**Stérilité** Rayon Bêta

**Conditionnement** 700 pcs par carton, en vrac  
Poids : 8,40kg  
Dimensions : 41 x 32 x 60 cm

**Norme** IVD, CE

**Stockage** Ne pas exposer ni laisser à proximité de flammes nues, ne pas abandonner le produit car il n'est pas biodégradable.

#### Image

