

POT 30ML

BOUCHON ROUGE, STÉRILE, ÉTIQUETTE

/ Référence GBO : 25176E

/ Référence fournisseur : 25176E

/ Désignation : Pot 30ml, PP, bouchon vissant rouge, stérile, fond conique avec jupe, étiquette, plage d'écriture, graduation

Volume	30 ml
Matériaux	Pot : polypropylène Bouchon : polyéthylène
Apparence	Cylindrique
Dimensions externes	Ø inférieur : 28,2 mm Ø supérieur : 29,1 mm Hauteur sans bouchon : 81 mm Hauteur avec bouchon : 82 mm
Couleur	Pot : transparent Bouchon : rouge
Graduation	5, 10, 15, 20, 25, 30 ml
Étiquette	Papier
Stérilité	Rayon Bêta
Conditionnement	700 pcs par carton, en vrac Poids : 8,40kg Dimensions : 41 x 32 x 60 cm
Norme	IVD, CE
Stockage	Ne pas exposer ni laisser à proximité de flammes nues, ne pas abandonner le produit car il n'est pas biodégradable.

Image

