

## POT 60ML

### BOUCHON ROUGE, NON STÉRILE

- / Référence GBO : 25184
- / Référence fournisseur : 25184
- / Désignation : Pot 60ml, PP, bouchon vissant rouge, non stérile, plage d'écriture, graduation

<b>Volume</b>	60 ml
<b>Matériaux</b>	Pot : polypropylène Bouchon : polyéthylène
<b>Apparence</b>	Cylindrique
<b>Dimensions externes</b>	Ø inférieur : 37,3 mm Ø supérieur : 38,2 mm Hauteur sans bouchon : 63,3 mm Hauteur avec bouchon : 64,3 mm
<b>Couleur</b>	Pot : transparent Bouchon : rouge
<b>Graduation</b>	5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ml
<b>Plage d'écriture</b>	Zone dépolie pour les données du patient : NAME, N°, DATE
<b>Stérilité</b>	Non.
<b>Conditionnement</b>	600 pcs par carton, en vrac Poids : 5,70kg Dimensions : 39 x 59 x 39 cm
<b>Norme</b>	IVD, CE
<b>Stockage</b>	Ne pas exposer ni laisser à proximité de flammes nues, ne pas abandonner le produit car il n'est pas biodégradable.

#### Image

