

FICHE TECHNIQUE

GANT D'EXAMEN LATEX NON POUDRE MEDI-TEX *MEDI-TEX powder-free latex examination glove*

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Gants d'examen à usage unique non poudré MEDITEX. Ambidextres, non stériles, bouts de doigts texturés et poignets roulés. <i>/ MEDITEX single-use powder-free examination gloves. Ambidextrous, non-sterile, textured fingertips and rolled cuffs.</i>
INDICATIONS <i>/ INDICATIONS</i>	Les gants médicaux sont des dispositifs de protection cutanée à usage unique utilisés lors de la réalisation de soins présentant un risque infectieux pour le soignant et/ou le patient. <i>/ Medical gloves are single-use skin protection devices used when providing care that presents an infectious risk for the caregiver and/or the patient.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical de classe I / <i>Class I medical device</i> RDM (UE) 2017/745 ASTM D3578 EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 / EN 455-4
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Non poudré Latex naturel texturé au bout des doigts <i>/ Powder-free</i> <i>Natural latex textured fingertips</i>

INFORMATIONS et DIMENSIONS / *INFORMATION and SIZE*

Taille <i>/ Size</i>	Référence <i>/ Reference</i>	Poids du gant (g) <i>/ Weight (g)</i>	Largeur de la paume de la main (mm) <i>/ width of the palm of the hand (mm)</i>		Longueur (mm) <i>/ length (mm)</i>
			ASTM D3578		
XS	A1406	4.9 ± 0.2	70 ± 10		Min. 220
S	A1407	5.2 ± 0.2	80 ± 10		Min. 220
M	A1408	5.7 ± 0.2	95 ± 10		Min. 230
L	A1409	6.1 ± 0.2	110 ± 10		Min. 230
XL	A1410	6.7 ± 0.2	120 ± 10		Min. 230

Couleur (Color)	Beige / <i>Beige</i>	AQL	1.5
Ambidextre (ambidextrous)	Oui / <i>Yes</i>		

PROPRIETES PHYSIQUES & BIOLOGIQUES / BIOLOGICAL & PHYSICAL PROPERTIES

	Avant essais de vieillissement / <i>Before aging tests</i>	Après essais de vieillissement / <i>After aging tests</i>
	ASTM D3578	ASTM D3578
Résistance à la traction (MPa) / <i>Tensile strength (MPa)</i>	Min. 18	Min. 14
Elongation (%) / <i>Elongation (%)</i>	Min. 650	Min. 500
Force à la rupture (N) / <i>Force to break (N)</i>	N/A	N/A













Taux de protéines / *Protein rate* : Max. 50 µg/dm²







Taux de poudre / *Powder rate* : Max. 2 mg/gants

CONDITIONNEMENT / PACKAGING

100 gants ± 2 par boîte. 10 boîtes par carton / *100 gloves ± 2 per box. 10 boxes per carton.*

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Certification CE / <i>CE certification</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		XXX numéro organisme notifié / <i>CE certification xxx= notified body number</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Dispositif médical / <i>Medical device</i>		Limite de température / <i>Temperature limit</i>
	Contenu en latex ou présence de caoutchouc naturel / <i>Latex content or presence of natural rubber</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>

	Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Contact alimentaire / <i>food contact</i>
	Marchandise à manipuler avec soin / <i>Handling with care</i>		Sens de stockage / <i>Storage orientation</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abris de la lumière, entre 05°C et 40°C.
/Store in a clean, dry place, away from light, between 05°C and 40°C.

Date de péremption : 5 ans après la date de fabrication.
/ Expiration date: 5 years after the date of manufacture.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile.
/ Non-sterile product.

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT

