

FICHE TECHNIQUE

BOULE COTON/ COTON CARRÉ / / COTTON BALL / COTTON SQUARE

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	<p>Les différents formats de coton (rouleau, boule) sont destinés à absorber les exsudats ou le désinfectant lors du nettoyage d'une plaie.</p> <p><i>/The different cotton formats (roll, zig zag, ball) are intended to absorb exudate or disinfectant when cleaning a wound.</i></p>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dispositif médical de classe I conforme au règlement relatif au dispositif médicaux (UE) 2017/745 ▪ Conforme à la réglementation REACH <p><i>/Class I medical device compliant with the medical device regulation (EU) 2017/745</i> <i>Complies with REACH regulations</i></p>
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 % Coton blanchi hydrophile doux et absorbant ▪ Blanchi au H2O2 (sans chlore, ni agent fluorescent) <p><i>/100% Soft and absorbent hydrophilic bleached cotton</i> <i>H2O2 bleached (no chlorine or fluorescent agents)</i></p>










INFORMATIONS et DIMENSIONS / *INFORMATION and SIZE*

Carré / rectangle <i>square</i> <i>rectangle</i>	Boule de coton <i>Cotton ball</i>
Grammage 160g/m ² Dimension ci- dessous <i>/ Dimension below</i>	Boule 700 unités – 420g/sachet – 0.6g/boule <i>/ Ball 700 units -</i> <i>420g/bag - 0.6g/bag</i>

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M14C55	Carré coton 5 x 5 cm	Sachet de 700 cotons Carton de 10 sachets / Bag of 700 cottons Carton of 10 bags
M14B07	Boule de coton 0.7g	Sachet de 700 cotons Carton de 10 sachets / Bag of 700 cottons Carton of 10 bags

SYMBLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Certification CE / CE certification
	Date de fabrication / Manufacturing date		Date limite d'utilisation / Expiry date
	Référence produit / Reference		Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix
	Produit non stérile / Non sterile product		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS
Produit non stérile / *Non sterile product*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT

