

COLLECTEUR D'URINE MIXTE

/ Référence Greiner Bio-One : PAUST

/ Désignation produit : Collecteur d'urine mixte pédiatrique, stérile, emballage unitaire

Caractéristiques

Collecteur d'urine mixte pédiatrique, stérile, 100ml
Graduation à partir de 10cm³ avec un intervalle de 10cm³ jusqu'à 100cm³.

Matériaux

Sachet en polyéthylène :
- Épaisseur : ≥ 0.12 mm
- Largeur : 70 \pm 5 mm
- Longueur : 170 \pm 10 mm

Adoucissant :
- Huile de soja

Éponge :
- Largeur : 10 mm
- Longueur : 115 mm
- Épaisseur : 4 mm

Adhésif non-allergique :
- Largeur : 50 mm
- Longueur : 65 mm

Ne contient ni latex ni phtalates.

Stérilisation

Oxyde d'éthylène (gaz)
Validité : 5 ans après la date de stérilisation

Conformité

MDD 93/42/EEC

Conditionnement

En sachet individuel stérile, 100 pièces par boîte et 20 boîtes dans un carton.

Photo

