

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Données générales	
Code produit	SHA-51406610 (sans clapet) - SHA-51405610 (avec clapet)
Code GTIN	5056271508368 (sans clapet) - 5056271508351 (avec clapet)
Nom du produit	Sharpsafe® 5 ^{ème} GEN. 2 litres (clapet optionnel)
Description	Boîte pour objets perforants 2 litres composée de 1 cuve + 1 couvercle à assembler
Marque	Sharpsafe®
Business Unit	Safety & Infection Control
Catégorie d'emballage de sécurité	Boîte pour objets perforants
Indication	Tri, protection, transport, élimination des déchets à risque infectieux solides et perforants
Caractéristiques	
Volume nominal	2 l
Volume total	2,23 l
Volume utile	1,67 l
Charge maximale	1 Kg
Aspect cuve	Neutre gris foncé
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Jaune
Couleur sache interne	NC
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL
Dimensions (assemblé) en mm :	
Longueur	197 mm
largeur	126 mm
Hauteur	177 mm
Ouverture	55 x 55 mm
Hauteur limite de remplissage	128 mm
Poids	244 g
Matières	Polypropylène recyclé 100% (cuve) + Polypropylène vierge 80% & recyclé 20% (couvercle)
Absence de latex et de phtalates	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	60%
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	1
Accessoires disponibles	Bases, plateaux, supports chariot (voir la brochure et le tableau des compatibilités)
Données logistiques	
Quantité par carton	50
Poids du carton	12,6 Kg
Dimensions du carton (LxIxH)	585 x 385 x 375 mm
Volume du carton	84,459375 dm ³
Quantité par palette	1200 unités
Poids de la palette	318 Kg
Dimension de la palette (LxIxH)	120 x 80 x 230 cm
Certifications	
ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	Oui
BSI / Kitemark	Oui
AFNOR / Marque NF (NF302)	En cours
TRBA250	Oui
NFX30-507:2018	NC
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
Système de management de la qualité	
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Oui
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Oui
Données fabricant	
Fabriqué en	Royaume Uni
Par	Frontier Plastics Ltd
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group

